

Link do produktu: <https://hevea.krakow.pl/materac-z-lateksem-hevea-top-active-magic-baby-max-120x60-p-238.html>

MATERAC Z LATEKSEM HEVEA TOP ACTIVE MAGIC BABY MAX 120x60



Cena	384,56 zł
Cena poprzednia	418,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni roboczych
Kod EAN	5901602101759
Producent	Fabryka Materaców HEVEA S. C.
Twardość	H2 Średnio Twardy / H3 Twardy
Rozmiar	120x60 cm
Grubość	10 cm

Opis produktu

Materac do łóżka niemowlęcego i dziecięcego na bazie pianki i lateksu. Warstwa pianki o podwyższonej twardości i optymalnie dobranej gęstości ma 7 cm grubości. Jednostronna warstwa elastycznej pianki lateksowej grubości 3 cm. Lateks Blue Ocean z kulkami żelowymi ułatwiający gromadzenie zbędnej wilgoci z powierzchni materaca. Dwie strony użytkowe materaca zapewnią komfort Twojemu dziecku i wpływają na trwałość materaca. Pianki nie są klejone dzięki czemu można je dowolnie obracać wydłużając w ten sposób trwałość materaca. Pianka lateksowa zapewnia elastyczność, trwałość i aktywną wentylację materaca. Materace z lateksem z kolekcji Hevea Top Active są naturalnie higieniczne i antyalergiczne. Najwyższej jakości lateks z żelem to bariera dla rozwoju roztoczy kurzu domowego. Nie ma obawy, że Twój materac stanie się wylęgarnią alergenów. Lateks wykonany z dużą zawartością żywicy kauczukowej jest surowcem naturalnym i przyjaznym dla środowiska. Zastosowane antyalergiczne i zdrowotne materiały pokrowca sprawiają, że maluszek ma komfort i doskonałą jakość spania. Zaleca się pranie pokrowca w temp. do 60 st. C. Dżianina Natural zawiera elastan, który nadaje jej elastyczność. Posiada **certyfiakat Eko-Tex Standard 100**. Wysokość materaca zależnie od rozmiaru 10 cm.



ZASTOSOWANIE: Materac dwustronny, łóżka szczebelkowe i tapczany dziecięce w czterech podstawowych rozmiarach waga użytkownika do 40 kg. Odpowiedni do wszystkich stelaży płaskich jak i elastycznych, niezależnie od ilości szczebelków i ich rozstawu.

UWAGI: Do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pokrowiec bez pikowania ale z efektami 3D. Wzór układa się w wypukłe bloki, co daje dodatkowy efekt przestrzenny. Kolor zastosowanych pianek może się różnić od prezentowanego na zdjęciach, pozostaje to bez wpływu na jakość produktu.

Wyrób medyczny kl. I zgodny z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. odnośnie wyrobów medycznych, zmienionej Dyrektywą 2007/47/WE PE i RE z dnia 5 września 2007 r. oraz zharmonizowanymi z nią normami: PN-EN ISO 14971:2012, PN-EN 1041A1:2013-12, PN-EN ISO 15523-1:2012. oraz Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 Poz. 679) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 16 Poz. 74). Ocenę zgodności wyrobu przeprowadzono zgodnie z zał. nr VII Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

